

meda SEPTNITRIL PREFERBLUE

MEDICALANDPOWDER - OCHRANNÉ NITRILEGLOV ES
ZDARMA



SPECIFIKACE	
SUROVINA	NITRYL
BARVA	MODRÝ
PRAŠKOVACÍ PROSTŘEDEK	ŽÁDNÉ, RUKAVICE BEZ PRAŠKU
TVAR	UNIVERZÁLNÍ
MANŽETA	VÁLCENÉ
VNITŘNÍ POVRCH	CHLOROVANÝ
VNĚJŠÍ POVRCH	TEXTURA NA KONČKÁCH PRSTY
AQL	1,0 úroveň kontroly finálního produktu: G-1 podle ISO 2859-1

KLASIFIKACE		
KLASIFIKACE	ZDRAVOTNÍ PŘÍSTROJ	OSOBNÍ OCHRANA ZAŘÍZENÍ
	TŘÍDA I	KATEGORIE III, TYP B
	v souladu s Nařízením (EU) 2017/745	v souladu s Nařízením (EU) 2016/425
STANDARDY	EN 455 1-4	EN ISO 374-1, EN ISO 374-2,
	EN ISO 15223-1, EN 1041	EN 16523, EN ISO 374-4,
		EN ISO 374-5, EN ISO 21420
KÓD ZÁKLADNÍ UDI-DI		590173887RDNPLG

VLASTNOSTI PRODUKTU	
ODOLNOST VŮČI BAKTERIÍM A HOUBÁM	v souladu s EN ISO 374-2
ODOLNOST VŮČI VIRŮM	v souladu s EN ISO 374-5 (ISO 16604) & ASTM F 1671
CHEMICKÁ ODOLNOST	v souladu s EN 16523-1 & EN ISO 374-1
ODOLNOST VŮČI CYTOSTATIKÁM	v souladu s ASTM D 6978

ISO 374-1/TypeB

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS

TECHNICKÉ PARAMETRY A HLAVNÍ ÚDAJE						
velikost		XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
referenční číslo		MSNPRE100XS	MSNPRES100S	MSNPRE100M	MSNPRE100L	MSNPRE100XL
šířka ruky	[mm]	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110
délka	[mm]	min. 240				
tloušťka (jediná stěna v rukavicích)	[mm]	prst: 0,09±0,03 dlaň: 0,08±0,03 manžeta: 0,07±0,03				
lámací síla	[N]	před stárnutím: 6,0 N po stárnutí 6,0 N				
obsah prášku	[mg/rukavice]	< 2 mg/rukavice, rukavice bez pudru				
obsah latexových bílkovin	[µg/g]	žádné, rukavice bez latexu				
množství v krabici		100 kusů dle váhy				
množství v kartonu		10 krabic				
EAN box		5901738874657	5901738874664	5901738874671	5901738874688	5901738874695
EAN karton		5901738874701	5901738874718	5901738874725	5901738874732	5901738874749
velikost krabice	[mm]	225 (D) X 115 (Š) X 60 (V)				
velikost kartonu	[mm]	310 (D) X 240 (Š) X 235 (V)				
Datum spotřeby		5 let od data výroby				

meda SEPTNITRIL PREFERBLUE

medaSEPT®
QUALITY TO PROTECT

URČENÉ POUŽITÍ

Zařízení na jedno použití určené k ochraně pacienta a uživatele, aby se minimalizovalo riziko křížové infekce. Rukavice vhodné pro lékařské prohlídky a další diagnostické postupy.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

Chraňte před slunečním zářením, zářivkovým světlem a ozónem a skladujte na suchém místě. Doporučená relativní vlhkost v místnosti, kde jsou rukavice skladovány, je 60±20%. Udržujte rukavice mimo dosah topných zařízení a zdrojů ohně.

VYUŽITÍ

Likvidujte v souladu s platnými předpisy.

KONTAKT S JÍDLEM

Vhodné pro styk s potravinami v souladu s: Nařízením (ES) 10/2011, Nařízením (ES) 1935/2004.



VÝROBCE

medaSEPT SA
ulice Fortezna 19
61-362 Poznaň Polsko
www.medasept.com

